

# PolyMem®



PolyMem® fait partie d'une catégorie innovante de pansements souples appelée QuadraFoam. **Les pansements QuadraFoam nettoient, remplissent, absorbent et hydratent efficacement la plaie tout au long du processus de guérison.** PolyMem est LE SEUL pansement à associer ces 4 propriétés nécessaires à la guérison.

## QuadraFoam:

Intégrés au pansement QuadraFoam, ces 4 propriétés agissent immédiatement. Pas besoin de passer par des frais supplémentaires ou d'acheter d'autres fournitures! Par exemple, la propriété d'absorption est activée si et seulement si le pansement détecte des sécrétions. QuadraFoam s'adapte au type de blessure afin de répondre au mieux à ses besoins.

Grâce aux pansements PolyMem QuadraFoam, vous ne devez plus faire appel à plusieurs produits de soins des plaies. PolyMem renferme tout ce dont vous avez besoin dans un seul pansement facile à utiliser.



### **PolyMem**

Il s'agit d'une membrane standard en polyuréthane hydrophile dotée d'un fin film semi-perméable en polyuréthane sur la face arrière. A utiliser en tant que pansement primaire et secondaire combiné ou pansement secondaire.



### **PolyMem Max™**

Il s'agit d'un modèle de pansement plus épais destiné aux plaies présentant davantage de sécrétions ou des blessures pour lesquelles le pansement doit être porté plus longtemps.




### **PolyMem Silver™**

Il s'agit de la même formule que le PolyMem mais enrichi en argent nanocrystallin destiné à éviter toute contamination microbienne. A utiliser comme pansement primaire et secondaire combiné ou en tant que pansement secondaire.



### **PolyMem Wic**

Cette formule de PolyMem est spécialement conçue pour s'adapter aux blessures profondes. Le PolyMem Wic s'étend pour prendre la forme des plaies profondes, nettoie et hydrate la blessure. Il absorbe l'excédent de sécrétions. Destiné à être utilisé comme pansement primaire, ce modèle ne présente pas de fin film PolyMem sur la face arrière. Utilisez les autres pansements PolyMem disponibles comme pansement secondaire.



## Epid-Zone® Honey Gel

Epid-Zone® Honey Gel est un onguent/gel doux composé de 45 % de miel associé à des ingrédients adoucissants. Très facile à appliquer, ce produit répond au problème de douleur provoqué par les plaies.

L'Epid-Zone® Honey Gel est indiqué dans le traitement des plaies sévères et chroniques. Il suffit d'appliquer une fine couche de Epid-Zone® Honey Gel sur la plaie une fois par jour pour obtenir les résultats escomptés. L'onguent doit être couvert par un pansement. Le gel peut être associé à la plupart des pansements dont le Quadrafoam de Polymem. Il est nécessaire de faire disparaître l'excédent de gel lors de chaque soin. Dans certains cas, le gel peut rester en place plusieurs jours.

Le miel procure de nombreux avantages puisqu'il:

- Possède des propriétés antibactériennes
- Accélère le processus de débridement
- Combat les mauvaises odeurs
- Interrompt le cercle vicieux lié aux plaies chroniques (concept TIME)

Le miel contenu dans Epid-Zone® Honey Gel provient des montagnes bulgares et satisfait aux normes européennes les plus strictes (absence de pesticides, métaux lourds et antibiotiques). Le miel utilisé contient des ingrédients antibactériens naturels. Il n'est pas chauffé lors du processus de production (une attention toute particulière est d'ailleurs portée à ce point). Le miel n'est plus irradié mais stérilisé grâce à un procédé déposé destiné à le préserver.

Les tubes de Epid-Zone® Honey Gel existent dans les formats suivants: 20 et 50 grammes.

## Unomedical

Unomedical sera disponible sur le marché belge dès le mois de septembre.

[Sorbsan](#) => alginate de calcium et ribbon

[Aquaform](#) => Hyrogel 8 et 15 g

### Coupon-réponse

Je souhaite:

- Obtenir plus d'informations sur le(s) produit(s) suivant(s):.....
- Recevoir la visite d'un Account Manager Hospithera

Institution: .....

Titre:..... Nom:.....

Fonction:..... Adresse:.....

Code Postal:..... Localité:.....

Téléphone:..... Email:.....

A renvoyer à la Division Daycare de Hospithera par fax  
au +32 (0)2 535 03 09 ou par email à [info.daycare@hospithera.com](mailto:info.daycare@hospithera.com).

